



iVascular
therapies for living

essential pro

Pallone coronarico a rilascio di paclitaxel



Il nuovo ed affidabile DCB



www.ivascular.global

essential pro

Caratteristiche

- > **Catetere a scambio rapido (RX)**
- > NP: **6 atm** | RBP: **16 atm**
- > Compatibilità filo guida: **max. 0.014"**
- > **2 marker radiopachi in Pt/Ir**
- > **2 shaft distali: 2.6F($\varnothing \leq 3\text{mm}$), 2.7F($\varnothing \geq 3.25\text{mm}$)**
- > **Rivestimento idrofilico hydrax plus**

Prodotto con marchio CE, certificato da Ente Notificatore 0318

Diametro Pallone (mm)	Lunghezza di lavoro del catetere 142 cm					
	Lunghezza pallone (mm)					
	10	15	20	25	30	40
1.50	BC DPRI4N 150 150 010	BC DPRI4N 150 150 015	BC DPRI4N 150 150 020	-	BC DPRI4N 150 150 030	-
2.00	BC DPRI4N 150 200 010	BC DPRI4N 150 200 015	BC DPRI4N 150 200 020	BC DPRI4N 150 200 025	BC DPRI4N 150 200 030	BC DPRI4N 150 200 040
2.25	BC DPRI4N 150 225 010	BC DPRI4N 150 225 015	BC DPRI4N 150 225 020	BC DPRI4N 150 225 025	BC DPRI4N 150 225 030	BC DPRI4N 150 225 040
2.50	BC DPRI4N 150 250 010	BC DPRI4N 150 250 015	BC DPRI4N 150 250 020	BC DPRI4N 150 250 025	BC DPRI4N 150 250 030	BC DPRI4N 150 250 040
2.75	BC DPRI4N 150 275 010	BC DPRI4N 150 275 015	BC DPRI4N 150 275 020	BC DPRI4N 150 275 025	BC DPRI4N 150 275 030	BC DPRI4N 150 275 040
3.00	BC DPRI4N 150 300 010	BC DPRI4N 150 300 015	BC DPRI4N 150 300 020	BC DPRI4N 150 300 025	BC DPRI4N 150 300 030	BC DPRI4N 150 300 040
3.25	BC DPRI4N 150 325 010	BC DPRI4N 150 325 015	BC DPRI4N 150 325 020	BC DPRI4N 150 325 025	BC DPRI4N 150 325 030	BC DPRI4N 150 325 040
3.50	BC DPRI4N 150 350 010	BC DPRI4N 150 350 015	BC DPRI4N 150 350 020	BC DPRI4N 150 350 025	BC DPRI4N 150 350 030	BC DPRI4N 150 350 040
3.75	BC DPRI4N 150 375 010	BC DPRI4N 150 375 015	BC DPRI4N 150 375 020	BC DPRI4N 150 375 025	BC DPRI4N 150 375 030	BC DPRI4N 150 375 040
4.00	BC DPRI4N 150 400 010	BC DPRI4N 150 400 015	BC DPRI4N 150 400 020	BC DPRI4N 150 400 025	BC DPRI4N 150 400 030	BC DPRI4N 150 400 040
4.50	BC DPRI4N 150 450 010	BC DPRI4N 150 450 015	BC DPRI4N 150 450 020	BC DPRI4N 150 450 025	BC DPRI4N 150 450 030	BC DPRI4N 150 450 040

La disponibilità di ogni referenza per la vendita è soggetta alla autorizzazione della commercializzazione nel paese di destinazione

Distribuito da:



Prodotto da:

Life Vascular Devices Biotech S.L
www.ivascular.global
info@ivascular.global