

# iVascular®

therapies for living

## luminor 14m

Catetere per dilatazione a palloncino per PTA a rilascio di Paclitaxel

Rilascio **sicuro** e  
**preciso** di Paclitaxel

**Registro LUMINOR**  
207 pazienti

Sistema di dosaggio  
mediante **nanotecnologia**.  
Rivestimento ultra-sottile

**Stabilità** del  
rivestimento  
garantita durante  
la navigazione

TransferTech

Sistema di ricopertura  
esclusivo **TransferTech**

Rivestimento omogeneo e  
**anti-cracking**



[www.ivascular.global](http://www.ivascular.global)

# luminor 14m

## caratteristiche


- > **Catetere coassiale** (OTW)
- > Lunghezza catetere disponibile: 100 cm e 150 cm
- > Compatibile con guida: 0,014"
- > Profilo della punta: 0,017"
- > Crossing profile: da **0,026"** a **0,042"**
- > Pressione nominale: **7 atm**
- > RBP: **16 atm**
- > ABP: **22 atm**

Prodotto con marcatura CE, certificato da organismo notificato 0318

Lunghezza catetere	Palloncino Ø	Lunghezza del palloncino (mm)					
		40	60	80	120	150	200
100 cm	1.5	BP DPC14M 100 150 040	BP DPC14M 100 150 060	BP DPC14M 100 150 080	-	-	-
	2.0	BP DPC14M 100 200 040	BP DPC14M 100 200 060	BP DPC14M 100 200 080	BP DPC14M 100 200 120	BP DPC14M 100 200 150	BP DPC14M 100 200 200
	2.5	BP DPC14M 100 250 040	BP DPC14M 100 250 060	BP DPC14M 100 250 080	BP DPC14M 100 250 120	BP DPC14M 100 250 150	BP DPC14M 100 250 200
	3.0	BP DPC14M 100 300 040	BP DPC14M 100 300 060	BP DPC14M 100 300 080	BP DPC14M 100 300 120	BP DPC14M 100 300 150	BP DPC14M 100 300 200
	3.5	BP DPC14M 100 350 040	BP DPC14M 100 350 060	BP DPC14M 100 350 080	BP DPC14M 100 350 120	BP DPC14M 100 350 150	BP DPC14M 100 350 200
	4.0	BP DPC14M 100 400 040	BP DPC14M 100 400 060	BP DPC14M 100 400 080	BP DPC14M 100 400 120	-	-
150 cm	1.5	BP DPC14M 150 150 040	BP DPC14M 150 150 060	BP DPC14M 150 150 080	-	-	-
	2.0	BP DPC14M 150 200 040	BP DPC14M 150 200 060	BP DPC14M 150 200 080	BP DPC14M 150 200 120	BP DPC14M 150 200 150	BP DPC14M 150 200 200
	2.5	BP DPC14M 150 250 040	BP DPC14M 150 250 060	BP DPC14M 150 250 080	BP DPC14M 150 250 120	BP DPC14M 150 250 150	BP DPC14M 150 250 200
	3.0	BP DPC14M 150 300 040	BP DPC14M 150 300 060	BP DPC14M 150 300 080	BP DPC14M 150 300 120	BP DPC14M 150 300 150	BP DPC14M 150 300 200
	3.5	BP DPC14M 150 350 040	BP DPC14M 150 350 060	BP DPC14M 150 350 080	BP DPC14M 150 350 120	BP DPC14M 150 350 150	BP DPC14M 150 350 200
	4.0	BP DPC14M 150 400 040	BP DPC14M 150 400 060	BP DPC14M 150 400 080	BP DPC14M 150 400 120	-	-

● **Compatibilità con introduttore: 4F**

Distribuito da:



Prodotto da:

Life Vascular Devices Biotech S.L  
[www.ivascular.global](http://www.ivascular.global)  
[info@ivascular.global](mailto:info@ivascular.global)